




Lampiran 4: Konstanta Laju Pertumbuhan Tanaman Aplikasi




Lampiran konstanta laju pertumbuhan untuk Bionutrien CAF dosis 10 mL/L




Lampiran konstanta laju pertumbuhan untuk Bionutrien CAF dosis 20 mL/L




Lampiran konstanta laju pertumbuhan untuk Bionutrien CAF dosis 25 mL/L




Lampiran konstanta laju pertumbuhan untuk Bionutrien CAF dosis 30 mL/L




Lampiran konstanta laju pertumbuhan untuk Bionutrien CAF dosis 50 mL/L




Lampiran konstanta laju pertumbuhan untuk Bionutrien CAF dosis 75 mL/L



Lampiran konstanta laju pertumbuhan untuk Bionutrien CAF dosis 100 mL/L



Lampiran konstanta laju pertumbuhan untuk kontrol



Lampiran konstanta laju pertumbuhan untuk blanko